

MASCARILLA JUPITER DESECHABLE BOLSA 10 UDS (Ref.328989)



PRESENTACIÓN

Ref. 328989 MASCARILLA JUPITER DESECHABLE BOLSA 10 UDS
EAN Unidad 8430173289896
EAN Caja 28430173289890
Caja de 50 Pcs. 5 bolsas de 10 Uds.

DATOS TÉCNICOS

Tres capas transpirables.
Material Textil sin Tejer.
Sujeción de oreja con dos bandas elásticas.
Cómoda y fácil de usar y quitar.
Desechable.

MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

<p>Antes de colocar la mascarilla:</p> <ul style="list-style-type: none">-Es necesario lavarse las manos con agua y jabón.-Revise la integridad de la mascarilla. Si tiene algún desperfecto, hay que desecharla.
<p>Colocación:</p> <ul style="list-style-type: none">-Ajustar la mascarilla al rostro de forma que tape correctamente nariz y boca.
<p>Retirada de la mascarilla:</p> <ul style="list-style-type: none">-Es necesario lavarse las manos con agua y jabón.-Evita tocar la parte delantera de la mascarilla.-Quítate la mascarilla desechable usando las tiras de sujeción.-Una vez desechada, es necesario volver a lavarse las manos con agua y jabón.